



EpiPen[®]使用指示

(藍色保安蓋和橙色針頭的注射筆)

1. 用拳握住 EpiPen，拉開藍色保安蓋。
2. 將橙色一端抵住大腿外側
(隔衣服或直接接觸皮膚均可)。
3. 用力按下注射筆，聽到或感覺有“卡”響聲後保持 10 秒鐘。

移除 EpiPen，按摩注射部位
10 秒鐘。

ASCIA 的《過敏性休克症急救措施》和《EpiPen 使用指示》的翻譯經費來自 Alphapharm 公司贊助的教育撥款。