


How to give EpiPen®


(روش تزریق با استفاده از اپی پن (EpiPen®))



1. مشت خود را دور اپی پن بپیچید و ضامن ایمنی
آبی رنگ را بیرون بکشید.



2. ته نارنجی رنگ آن را روی قسمت بیرونی
وسط ران قرار دهید (با لباس یا بدون لباس).



3. سخت فشار دهید تا یک کلیک بشنوید یا احساس
کنید و سپس 10 ثانیه نگهدارید.

اپی پن را بردارید. محل تزریق را بمدت 10
ثانیه ماساژ دهید.