



EpiPen® nasıl verilir

(mavi emniyet kapağı ve turuncu renkli iğne ucu ile)

1. EpiPen'i avuçlayınız ve MAVİ RENKLİ EMNİYET KAPAĞINI ÇEKİP ÇIKARINIZ.

2. TURUNCU UCU dış orta-uyluğa karşı TUTUNUZ (giysili veya giysisiz).

3. Çıt sesi duyulana veya hissedilene kadar AŞAĞIYA KUVVETLE BASTIRINIZ ve olduğu yerde 10 saniye tutunuz.

EpiPen'i ÇIKARINIZ ve iğne yapılan bölgeye 10 saniye masaj yapınız.

“ASCIA Anafilaksi İçin İlk Yardım Tedavisi” ve “EpiPen nasıl verilir” çevirileri Alphapharm'ın eğitim bağıışı ile desteklenmiştir.