



Cách tiêm bằng EpiPen®

(có nắp an toàn màu xanh dương và đầu màu cam là kim chích/tiêm)

1. **Nắm trọn EpiPen trong tay và THÁO NẮP AN TOÀN MÀU XANH DƯƠNG RA.**



2. **ÁP ĐẦU MÀU CAM** vào giữa đùi ở mé ngoài (có hoặc không có ống quần).



3. **ẤN MẠNH** cho đến khi nghe hoặc cảm thấy có tiếng 'cách' và để yên trong 10 giây.

RÚT EpiPen RA. Xoa vết tiêm/chích trong 10 giây.

Chi phí dịch thuật “Sơ Cứu Sốc Phản Vệ của ASCIA” và “Cách tiêm bằng EpiPen” do ngân khoản giáo dục của Alphapharm đài thọ.